

トランジスタ技術2006年7月号 付録アナログ実験プリント基板用 パーツセット

■トランジスタ技術2006年7月号付録アナログ基板用パーツセット（115ページ）です。 基板は、このセットには、入っていません。

■部品表■

記号	品名	値(型番)	数量	表示等
R22, R23	炭素皮膜抵抗	100Ω	2	茶黒茶金
R29	炭素皮膜抵抗	220Ω	1	赤赤茶金
R21	炭素皮膜抵抗	330Ω	1	橙橙茶金
R17	炭素皮膜抵抗	390Ω	1	橙白茶金
R3, R7, R11 R18, R19, R20	炭素皮膜抵抗	1KΩ	6	茶黒赤金
R4, R13, R16	炭素皮膜抵抗	2.2KΩ	3	赤赤赤金
R14	炭素皮膜抵抗	2.7KΩ	1	赤紫赤金
R9	炭素皮膜抵抗	7.5KΩ	1	紫緑赤金
R1, R8, R10 R12, R15, R28	炭素皮膜抵抗	10KΩ	6	茶黒橙金
R1, R2	炭素皮膜抵抗	22KΩ	2	赤赤橙金
R6	炭素皮膜抵抗	33KΩ	1	橙橙橙金
R1, R5	炭素皮膜抵抗	100KΩ	2	茶黒黄金
R27	炭素皮膜抵抗	300KΩ	1	橙黒黄金
R26	1W 金属皮膜抵抗	33Ω	1	橙橙黒金
R24, R25	2W 金属皮膜抵抗	3Ω	2	
VR1	半固定抵抗	10KΩ	1	103
C1	電解コンデンサ	10μF	1	
C2, C4, C8	電解コンデンサ	100μF	3	
C10	電解コンデンサ	1000μF	1	
C5	セラミックコンデンサ	100pF	1	B特性
C3, C6, C7	積層セラミックコンデンサ	0.1μF	3	104
C9	フィルムコンデンサ	0.047μF	1	473
D1~D8	スイッチングダイオード	1N4148	8	
Q1, Q2, Q4, Q5	NPN トランジスタ	2SC1815	4	
Q3, Q6, Q7	PNP トランジスタ	2SA1015	3	
Q8	NPN トランジスタ	2SC4408	1	
Q9	PNP トランジスタ	2SA1680	1	
Q10	NPN トランジスタ	2SD2012	1	
Q11	PNP トランジスタ	2SB1375	1	
ピンヘッド	20ピン	10×2列	2	
ピンソケット	20ピン	10×2列	1	
ショートピン			2	
スペーサ	M3ネジ付き		4	

配線材料は、各自ご用意ください。


■部品の注意

- 1、コンデンサ2200pFは、精度の違う2種類の物が入っています。
表示222Jが、アンプ基板用±5%品です。
表示222Fが、フィルタ基板用±1%品です。
- 2、抵抗は、精度の違う2種類が、入っています。
4本のカラーコードがある物が、炭素皮膜抵抗（5%品）です。
5本のカラーコードがある物が、金属皮膜抵抗（1%品）です。
金属皮膜抵抗の、抵抗値がわかりにくい場合は、テスター等でチェックしながら製作してください。
- 3、ヘッドピン（メス）は、14ピンの物が入っています。
次の様に、切ってご使用ください。


A、スタート



B、切る部分のピンをペンチなどで、
抜く



C、抜いた所をニッパーなどで切る



D、2ピン分の切り離し完了

